

ÜBERBLICK

LUVAR A/STA

Schützen Sie Ihren Schlaf



CE 0123
V.2022.10

ZEITLOS UND INDIVIDUELL

- Leichtes und kompaktes Design
- Geräuscharmer Therapiebetrieb
- Individueller Benutzerkomfort
- Intuitive Bedienung
- Verbessertes Datenmanagement



QR code scannen für mehr Informationen.

www.heyermedical.de/products/lugar

MADE IN GERMANY

Die LUVAR-Serie wird, wie alle Geräte der heyer medical AG, in Deutschland nach neuesten Entwicklungsstandards von hochqualifizierten und langjährig erfahrenen Ingenieuren entwickelt. Die Produktion der LUVAR-Serie erfolgt unter Einhaltung der strengsten deutschen Qualitätsstandards.




LUVAR Atemtherapiegerät



H100 Atemwegsbefeuchter

STANDARD-ZUBEHÖR



Netzteil Stromkabel EU/ BS Transporttasche Beatmungsschlauch

Luftfilter (Satz mit 5 Stück) SD Karte Bedienungsanleitung

heyer medical AG
Carl-Heyer-Str. 1/3
56130 Bad Ems
DE / Germany
T +49 2603 791-0
F +49 2603 791-200
info@heyermmedical.de
heyermmedical.de



www.heyermedical.de



heyer_LUVAR_Brochure_DE-1_CRev-1

HOME CARE

LUVAR A / LUVAR STA

Schützen Sie Ihren Schlaf



Leichtes und kompaktes Design

Das moderne Design des heyer medical LUVAR Systems mit seiner kompakten Größe macht das Gerät zu einem optischen Highlight und idealen Begleiter für den Urlaub oder die Geschäftsreise. Die LUVAR-Serie ist mit nur 1,3 kg inklusive Befeuchter ein echtes Leichtgewicht.

Ultra light design



Individueller Benutzerkomfort

Die LUVAR-Serie ermöglicht eine individuelle und benutzerangepasste Schlaftherapie. Die bekannte und bewährte beasyflex®-Option sorgt für eine besonders sanfte und angenehme Therapieanpassung bei CPAP- und APAP-Therapie.

Für die automatische Anpassung des notwendigen Drucks an die individuellen Bedürfnisse des Anwenders stehen der APAP- und AutoS-Modus zur Verfügung.

Intuitive Bedienung

Die LUVAR Serie verfügt über die für heyer typische intuitive Benutzeroberfläche, die mit einem großen LED-Farbdisplay eine sehr benutzerfreundliche und intelligente Bedienung ermöglicht.

Einfache Touch-Steuerung



For more information visit our website
www.heyermedical.de

Verbessertes Datenmanagement

Alle Geräte der LUVAR-Serie ermöglichen dem Anwender den Zugriff auf eine erweiterte Übersicht der Therapie- und Effizienzdaten.

Für eine umfassende Auswertung stehen die Therapie- und Compliance-Daten der letzten 365 Tage über die heyer medical analysis software zur Verfügung.

Geräuscharmer Therapiebetrieb

Mit nur 30dB bietet die LUVAR-Serie einen leisen Therapiebetrieb in einem neuen kompakten Design, selbst bei maximalem Flow.


Umfassendes Datenmanagement

Weckfunktion

Intelligente Bedienung

Verbessertes Luftfiltersystem

Kompatibel mit den meisten Masken auf dem Markt



	LUVAR A				
	LUVAR STA				
	CPAP	Auto CPAP	BiLevel		
Auto S			S	ST	
Startdruck 4.0 – 20.0 hPa	•	•			
Startdruck 4.0 – 23.0 hPa			•	•	•
Therapiedruck 4.0 – 20.0 hPa	•				
Minimaler Druck 4.0 – 20.0 hPa		•			
Maximaler Druck 4.0 – 20.0 hPa		•			
beasyflex Patient ON, OFF	•	•			
beasyflex in OFF, Level 1 - 3	•	•			
beasyflex ex OFF, Level 1 - 3	•	•			
EPAP Min 4.0 – 23.0 hPa			•		
EPAP Max 4.0 – 23.0 hPa			•		
PS 2.0 – (25.0 hPa – EPAP Max)			•		
EPAP 4.0 – 23.0 hPa			•	•	•
IPAP 6.0 – 25.0 hPa			•	•	•
VT Min OFF, 200 – 1500 ml				•	
Druckunterstützung 0 – (25.0 hPa - IPAP)				•	
VT Min Alarm ON, OFF				•	
Ti Min 0.5 – 3.9 s				•	•
Ti Max 1.0 – 4.0 s				•	•
Ti (Inspirationszeit) 0.5 – 4.0 s				•	•
Frequenz 5 – 40 bpm				•	•
Apnoe Zeit 4 – 20 Sekunden				•	•
Insp. Trigger Level 1 - 6			•	•	•
Exsp. Trigger Level 1 - 6			•	•	•
Insp. Flanke Level 1 - 6			•	•	•
Exsp. Flanke Level 1 - 6			•	•	•
Leckage-Alarm ON, OFF	•	•	•	•	•
Backup Frequenz ON, OFF			•	•	